

HARTMANN



Bacillol® 30 Sensitive

Désinfection puissante et douce des surfaces



Highlights:



Efficacité optimale

- Activité virucide limitée
- Efficace contre les norovirus en 2 minutes
- Tuberculocide et mycobactéricide en 3 minutes



Compatible avec les matériaux

- Pour écrans, claviers, téléphones portables, tablettes
- Dispositifs médicaux sensibles non invasifs
- Makrolon®, verre acrylique, polysulfone et cuir synthétique



Grande portée d'action

- Une étude a montré que les Bacillol® 30 Sensitive Tissues désinfectent jusqu'à 30 m2 de plus que des produits comparables [1]



Meilleure performance de nettoyage

- Une étude a montré que les Bacillol® 30 Sensitive Tissues offrent la meilleure performance de nettoyage par rapport à la concurrence [2]



Bien toléré par la peau

- Bonne tolérance cutanée du fait de l'absence de colorant et de parfum et utilisable sans gants*
- * Lorsque la prévention des infections et la protection au travail le permettent



Orientés vers l'avenir

- bien toléré par la peau et hypoallergénique
 - Utilisation responsable et protectrice avec 60%* moins de tensioactifs/résidus**
- ** Par rapport à Bacillol® 30



Green Tissues avec des lingettes durables

- Lingettes 100 % sans plastique
- sans microplastiques

Bacillo® 30 Sensitive – Désinfection rapide des surfaces sensibles avec une compatibilité exceptionnelle avec les matériaux, une grande efficacité et une tolérance cutanée optimale

Efficacité	Méthode de contrôle	Charge	Durée d'action
Bactéries/champignons			
Bactéricide/levurocide	VAH / EN 16615 / EN 13727 / EN 13624	élevée	1 min
Tuberculocide/mycobactéricide	EN 14348	élevée	3 min
Virus			
Virucide limité (y comp. VHB, VIH, VHC)	DVV / RKI / EN 16777	élevée	1 min
Activité virucide limitée PLUS	EN 14476	élevée	30 min
Norovirus	EN 14476	élevée	2 min
Rotavirus	EN 14476	faible	1 min
Aliments/Industrie			
Bactéricide/levurocide	EN 13697	faible/élevée (20 °C)	1 min



La gamme Bacillo® 30 Sensitive

	Contenu	Réf.
Bacillo® 30 Sensitive Tissues	80 lingettes	981 848
	24 lingettes	981 866
Bacillo® 30 Sensitive Tissues in XXL	40 lingettes	981 865
Bacillo® 30 Sensitive Green Tissues	120 lingettes	981 943
Bacillo® 30 Sensitive Green Tissues XL	80 lingettes	982 029
Support mural Flowpack		981 205
Support Flowpack flex		981 861
Bacillo® 30 Sensitive Foam	Flacon de 750 ml	981 844
	Bidon de 5 litres	981 861



Utiliser les désinfectants de surface avec prudence.
Avant l'emploi, toujours lire l'étiquette et l'information sur le produit.

- Flowpack contenant 80 lingettes. DITF ; Centre de services pour les technologies d'essai sur les porcs M, E-0130-TT-20 (2020). Rapport non publié – données disponibles auprès de BODE Chemie GmbH.
- Lors de l'élimination d'une salissure grasseuse et poussiéreuse, rapport d'analyse WL2566A/21 du 29/04/2021, Étude comparative des performances de nettoyage de 14 lingettes désinfectantes humides prêtes à l'emploi, wfk – Institut für Angewandte Forschung GmbH, Krefeld. Unveröffentlichte Studie – Étude non publiée – données disponibles auprès de BODE Chemie GmbH. 3 Les lingettes désinfectantes humides prêtes à l'emploi testées représentent plus de 90 % de la part en valeur (situation au premier trimestre 2021) du marché allemand dans le segment des lingettes désinfectantes préimprégnées.



Helps. Cares. Protects.

IVF HARTMANN AG
Victor-v on-Bruns-Str . 28
CH-8212 Neuhausen

Tel. +41 (0)52 674 31 11
info@ivf.hartmann.info
www.ivf.hartmann.info