


TENA Fix

Cod. art. e denominazione articolo	754023 - TENA Fix S 754024 - TENA Fix M 754025 - TENA Fix L 754026 - TENA Fix XL 754027 - TENA Fix XXL 754047 - TENA Fix XXXL
Contenuto confezione	20x5 pz.
Paese di produzione	Tailandia / Cina
Colore	754023 - TENA Fix S: giallo 754024 - TENA Fix M: blu 754025 - TENA Fix L: marrone 754026 - TENA Fix XL: verde 754027 - TENA Fix XXL: arancione 754047 - TENA Fix XXXL: viola
Dimensioni / Circonferenza fianchi consigliata	754023 - TENA Fix S: 60 x 80 cm 754024 - TENA Fix M: 70 x 100 cm 754025 - TENA Fix L: 85 x 120 cm 754026 - TENA Fix XL: 100 x 140 cm 754027 - TENA Fix XXL: 120 x 160 cm 754047 - TENA Fix XXXL: 140 x 200 cm
Peso in grammi	754023 - TENA Fix S: 19 g 754024 - TENA Fix M: 20 g 754025 - TENA Fix L: 22 g 754026 - TENA Fix XL: 23,5 g 754027 - TENA Fix XXL: 28 g 754047 - TENA Fix XXXL: 35 g
Componenti del prodotto	4% elasthan, 96% poliestere privo di <u>lattice e caucciù</u>
Descrizione del prodotto	<ul style="list-style-type: none"> • Mutanda lavabile per mantenere in posizione corretta i prodotti TENA Comfort • Ideale per uomini e donne
Caratteristiche del prodotto	<ul style="list-style-type: none"> • Mutandina concepita per mantenere in posizione corretta i prodotti TENA Comfort • Alta qualità • Perfetta aderenza e ottima protezione contro le fuoriuscite di urina • Materiale simile a quello della biancheria intima senza cuciture laterali • Massima elasticità • Fascia in vita Softease™ per una migliore vestibilità: particolarmente morbida, non segna la pelle • Garantita senza lattice • Istruzioni di lavaggio e taglia stampate sulla fascia elastica in vita

Istruzioni di lavaggio e cura	 <ul style="list-style-type: none"> • Lavabile a 60 °C in apposito sacco a rete • Asciugatrice: ciclo delicato • 50 +/- 10 lavaggi
Particolarità	<p><u>Per chi soffre di incontinenza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fissaggio sicuro e discreto per un'ottima vestibilità • Materiale simile a quello della biancheria intima senza cuciture laterali <p><u>Per chi presta assistenza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Taglie identificabili con un codice colore per soddisfare esigenze particolari • Scritta riportabile sulla fascia in vita per attribuire nuovamente la mutanda alla stessa persona dopo averla lavata (utilizzare un pennarello indelebile per tessuti) <p><u>Per l'acquirente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mutanda morbida, comoda e resistente che