



PRODUKTSPEZIFIKATION



Produkt: BEATMUNGSMASKE IM DRUCKVERSCHLUSS-
BEUTEL AUS KUNSTSTOFF
Referenznummer: 1921



1. Allgemeine Beschreibung

Eine Beatmungsmaske besteht aus einem Rückschlagventil (grüner oberer Teil, roter unterer Teil und eine Membran) und einer Kunststofffolie mit aufgedruckter Gebrauchsanleitung in Form von Bildern.

Die Beatmungsmaske ist in einem Druckverschlussbeutel aus Kunststoff verpackt.

2. Verwendungszweck

Das Gerät dient als Hilfsmittel bei der Mund-zu-Mund-Beatmung verletzter Personen. Das Gerät dient außerdem als Barriere und zur Verminderung des Kontakts zwischen dem Helfer und dem Blut, Sekret, Erbrochenen und anderen Körperflüssigkeiten des Verletzten.

3. Technische Beschreibung

Produktabmessungen

Produkt

Kunststofffolie (L x B) cm: $27 \pm 0,5 \times 25 \pm 0,5$
Dicke 0,1 mm

Konsumentenverpackung

(L x B x H) cm: 13 x 8 x 3

Material

Kunststofffolie	PVC mit Phthalat (DEHP, DMP, BBP, DINP, DIDP, DNOP) Inhalt < 0,003 %
Ventil, grüner oberer Teil	Grüner ABS-Kunststoff
Ventil, roter unterer Teil	Roter ABS-Kunststoff
Ventil, Dichtung	Roter ABS-Kunststoff
Ventil, Membran	Rotes TPE (thermoplastischer Polyester)
Druckverschlussbeutel aus Kunststoff	Polyethylen niedriger Dichte



PRODUKTSPEZIFIKATION



4. Zusammensetzung

Konsumentenverpackung

<u>Ref#</u>	<u>Produkt/Material</u>	<u>M.</u>
51616890	Beatmungsmaske (Kunststofffolie mit Ventil)	<u>1</u>
51618661	Druckverschlussbeutel aus Kunststoff	1
51616220	Papiereinlage mit Gebrauchsanleitung	1

Transportverpackung

Anzahl Konsumentenverpackungen in der Transportverpackung:	40
Abmessungen (L x B x H) cm:	26 x 21 x 18
Gewicht (kg):	0,7

5. Kennzeichnung

Produkt/Konsumentenverpackung

Cederroth-Adresse, Telefon- und Faxnummer, Webadresse
Produktname, Referenznummer
Chargennummer, Verfalldatum, EAN-Code

Symbole: LOT, USE BY

Transportverpackung

Cederroth-Adresse, Telefon- und Faxnummer, Webadresse
Produktname, Referenznummer
Chargennummer, Verfalldatum, EAN-Code
Menge

Symbole: LOT, USE BY

6. Lagerbedingungen

Das Produkt sollte zum höchstmöglichen Schutz bis zur Verwendung in der Originalverpackung gelagert werden.

Haltbarkeit: 5 Jahre ab Produktionsdatum

7. Zubehör

Für die Verwendung dieses Produkts ist kein Zubehör notwendig.

Genehmigt:

QA&RA
Mgr

Digital unterzeichnet von QA&RA Mgr
DN: cn=QA&RA Mgr, o=Wound Care
Cederroth AB, ou,
E-Mail=firstaid@cederroth.com, c=SE
Grund: Ich genehmige dieses
Dokument
Datum: 6.11.2011 11:16:41 +02'00'