

# plum QuickFix



## Schnelle Hilfe bei kleineren Unfällen im Alltag

Montieren Sie den Pflasterspender an die Wand und sparen Sie Zeit. Einfach Pflaster auf die Wunde kleben und zurück zur Arbeit!

### SCHNELLE UND HYGIENISCHE HILFE BEI LEICHTEN VERLETZUNGEN

Verschenden Sie bei kleinen Verletzungen keine Zeit mehr. Nehmen Sie sich ein Pflaster aus dem Spender, bringen Sie es an und schon geht es zurück an die Arbeit. Plum QuickFix löst das Problem einfach, hygienisch und effektiv.

Tagtäglich passieren zahlreiche kleinere Unfälle bei der Arbeit. Für die meisten Verletzungen ist ein Pflaster ausreichend. Wählen Sie das richtige Pflaster für Ihren Arbeitsalltag. Wir bieten geeignete Lösungen - ob für eine normale Arbeitsumgebung, für Arbeitsplätze mit hoher Luftfeuchtigkeit oder für Arbeiten in der Lebensmittelindustrie.



### PLUM QUICKFIX - DER EINZIGARTIGE SPENDER:

- Sofortiger und sichtbarer Zugang zu Pflastern und Augenspülampullen
- Das Pflaster kann mit nur einer Hand angebracht werden
- Einfache Nachfüllung bei Bedarf
- Deutliche Anzeige bei leerem Spender
- Stoppt schnell leichte Blutungen
- Kleine Abmessungen – der Plum QuickFix Spender findet leicht überall Platz

# Ein flexibles Pflasterspendersystem für alle Arbeitsbereiche

- Plum QuickFix bietet Ihnen schnelle Erste Hilfe bei kleineren Schnittverletzungen



## PLUM QUICKFIX SPENDER

Der klassische grüne Spender ist mit zwei Pflasterrefills und/oder Augenspülpullen erhältlich. Das Spendergehäuse schützt den Inhalt vor Staub und Schmutz und enthält ein Innenfach für kleinere Utensilien. Er ist mit einem Innenfach ausgestattet für kleinere Gegenstände und kann mit Schloss und Schlüssel gesichert werden.

Der Spender ist an jedem Ort einsetzbar, wo kleinere Verletzungen passieren können und ist für die Montage an jedem stationären Arbeitsplatz konzipiert.

Maße: H: 135 x B: 230 x T: 32 mm



Plum QuickFix Uno, weiß



Plum QuickFix Uno, transparent



Plum QuickFix Solo®, transparent

## PLUM QUICKFIX UNO UND PLUM QUICKFIX SOLO® SPENDER

Dieser kleine Pflasterspender verbindet Sicherheit am Arbeitsplatz mit modernem Design. Der formschöne Spender eignet sich perfekt für den Einsatz in Büros, Restaurants, Wasch- und Sozialräumen und anderen staubarmen Arbeitsumgebungen.

Plum QuickFix Uno:  
Maße: H: 85 x B: 130 x T: 35 mm

Plum QuickFix Solo®:  
Maße: H: 80 x B: 130 x T: 27 mm



# Wie man den Pflaster-Spender benutzt

## Schritt 1



*Hol ein Pflaster*

## Schritt 2



*Mit einer Hand anziehen*

## Schritt 3



*Und zurück zur Arbeit*



# Wählen Sie Ihren Plum QuickFix Pflasterspender

– nach Ihren speziellen Anforderungen

Tagtäglich passieren zahlreiche kleinere Unfälle bei der Arbeit. Für die meisten Verletzungen ist ein Pflaster ausreichend.



**PLUM QUICKFIX WATER RESISTANT**  
Spender mit 90 wasserfesten Pflastern, für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5501  
Refill Art.-Nr.: 5511  
PZN: 09534335



**PLUM QUICKFIX BLOOD STOPPER**  
Spender inkl. 90 Pflastern mit hämostatischem Effekt.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5510  
Refill Art.-Nr.: 5516  
PZN: 15743899



**PLUM QUICKFIX&RINSE**  
Spender inkl. 45 elastischen Pflastern und 5 Ampullen mit 20 ml steriler 0,9 % Natriumchloridlösung.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 4631  
Refill Art.-Nr.: 5512 & 5160  
PZN: 10987875



**PLUM BLACK**  
Spender mit 90 schwarzen Pflastern aus einem strapazierfähigen schwarzen Polyestergerewebe.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5536  
Refill Art.-Nr.: 5522  
PZN: 20042986



**PLUM QUICKFIX ELASTIC**  
Spender mit 90 elastischen Pflastern, die sich den Bewegungen der Haut anpassen.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5502  
Refill Art.-Nr.: 5512  
PZN: 09534269



**PLUM QUICKFIX ELASTIC & WATER RESISTANT**  
Spender mit 45 elastischen und 45 wasserfesten Pflastern.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5507  
Refill Art.-Nr.: 5512 & 5511  
PZN: 09534281



**PLUM QUICKRINSE**  
Spender inkl. 10 Augenspülampullen mit 20 ml steriler 0,9 % Natriumchloridlösung.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 4632  
Refill Art.-Nr.: 5160  
PZN: 10987881



**PLUM BLACK LONG**  
Spender mit 60 langen schwarzen Pflastern aus einem haltbaren schwarzen Polyestergerewebe.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5538  
Refill Art.-Nr.: 5523  
PZN: 20043017



**PLUM QUICKFIX DETECTABLE**  
Spender mit 90 blauen Pflastern die eingearbeitete Metallfläche lässt sich mit einem Metalldetektor aufspüren.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5503  
Refill Art.-Nr.: 5513  
PZN: 09534275



**PLUM QUICKFIX ELASTIC LONG**  
Spender mit 60 langen elastischen Pflastern, die mehrfach um den Finger gewickelt werden können.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5528  
Refill Art.-Nr.: 5508  
PZN: 09534393



**PLUM QUICKFIX XRAY**  
Spender mit 90 Pflastern, die eine Aluminiumfolieneinlage enthalten, wodurch sie sowohl röntgen- als auch metalldetektierbar sind. Für einen zuverlässigen Schutz sind die Pflaster wasser- und schmutzabweisend.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5537  
Refill Art.-Nr.: 5524  
PZN: 20042992



**PLUM QUICKFIX XRAY LONG**  
Spender mit 60 langen XRay-Pflastern, die sowohl röntgen- als auch metalldetektierbar sind. Für einen zuverlässigen Schutz sind die Pflaster wasser- und schmutzabweisend.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5539  
Refill Art.-Nr.: 5525  
PZN: 20043000




**PLUM QUICKFIX ALOE VERA**  
Spender inkl. 90 Aloe-Vera-Pflastern, die beruhigen und Feuchtigkeit spenden.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5506  
Refill Art.-Nr.: 5514  
PZN: 15570890



**PLUM QUICKFIX DETECTABLE LONG**  
Spender mit 60 langen blauen Pflastern die eingearbeitete Metallfläche lässt sich mit einem Metalldetektor aufspüren.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5529  
Refill Art.-Nr.: 5509  
PZN: 09535292



**PLUM QUICKFIX SPENDER LEER**  
Spender ohne Inhalt. Mit Plum QuickFix oder Plum QuickRinse Nachfüllungen eigener Wahl befüllbar.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5500

# Plum QuickFix Uno and Solo®

Wählen Sie den Spender, der am besten zu Ihnen passt.

Der Spender kann gemäß Ihren Bedürfnissen individuell bestückt werden. Der Spender ist auch für eine Nachfüllung mit Plum QuickRinse Ampullen geeignet.



**PLUM QUICKFIX UNO, TRANSPARENT**  
Plum QuickFix Uno, transparenter Spender ohne Nachfüllungen.

---

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5533  
PZN: 13360295



**PLUM QUICKFIX UNO ELASTIC - SPENDER, TRANSPARENT**  
Transparenter Spender mit 45 elastischen Pflastern, die sich den Bewegungen der Haut anpassen. Die Pflaster sind hautfreundlich und atmungsaktiv.

---

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5531  
PZN: 13360243



**PLUM QUICKFIX UNO, WEISS**  
Plum QuickFix Uno, weißer Spender ohne Nachfüllungen.

---

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5534  
PZN: 13360326



**QUICKFIX UNO ELASTIC - SPENDER, WEISS**  
Glänzend weißer Spender mit 45 elastischen Pflastern, die sich den Bewegungen der Haut anpassen. Die Pflaster sind hautfreundlich und atmungsaktiv.

---

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5532  
PZN: 13360289



PLUM QUICKFIX SOLO®, transparent - abgebildet mit Beispiel für Pflasternachfüllung



**PLUM QUICKFIX SOLO®, TRANSPARENT**  
Plum QuickFix Solo®, transparenter Spender ohne Nachfüllungen.

---

Verpackung: 2  
Art.-Nr.: 5535

# So befüllen Sie den Plum QuickFix-Spender

## Schritt 1



Entfernen Sie den unteren Teil des Nachfüllkartons.

## Schritt 2



Drücken Sie die Nachfüllpackung in den Spender, bis Sie ein "Klicken" hören.

## Schritt 3



Die Pflaster sind nun gebrauchsfertig



Plum QuickFix Pflaster-Refills



**PLUM QUICKFIX ELASTIC**  
45 elastische und komfortable Textilpflaster, die sich den Bewegungen der Haut anpassen. Die Pflaster sind hautfreundlich und atmungsaktiv.

**REFILL**  
**Displaykarton:** 6 x 45  
**Verpackung:** 8 x 6 x 45  
**Art.-Nr.:** 5512  
**PZN:** 09534312  
**Maße:** L: 72 x B: 25 mm

**SPENDER**  
**Art.-Nr.:** 5502



**PLUM QUICKFIX DETECTABLE**  
45 blaue Textilpflaster mit eingearbeiteter Metallfläche, die sich mit einem Metalldetektor aufspüren lässt. Besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie. Die Pflaster bestehen aus atmungsaktivem Material.

**REFILL**  
**Displaykarton:** 6 x 45  
**Verpackung:** 8 x 6 x 45  
**Art.-Nr.:** 5513  
**PZN:** 09534341  
**Maße:** L: 72 x B: 25 mm

**SPENDER**  
**Art.-Nr.:** 5503



**PLUM QUICKFIX BLACK**  
Diese Packung enthält 45 Pflaster aus schwarzem Polyester-gewebe. Die Pflaster sind strapazierfähig und atmungsaktiv, wodurch sie sich für verschiedene Arbeitsbereiche eignen.

**REFILL**  
**Displaykarton:** 6 x 45  
**Verpackung:** 8 x 6 x 45  
**Art.-Nr.:** 5522  
**PZN:** 19543714  
**Maße:** L: 72 x B: 25 mm

**SPENDER**  
**Art.-Nr.:** 5536



**PLUM QUICKFIX XRAY**  
45 blaue, röntgendetektierbare Textilpflaster mit einer bariumsulfathaltigen Aluminiumeinlage. Die Pflaster sind wasserbeständig und mit Metalldetektoren und Röntengeräten detektierbar.

**REFILL**  
**Displaykarton:** 6 x 45  
**Verpackung:** 8 x 6 x 45  
**Art.-Nr.:** 5524  
**PZN:** 19543683  
**Maße:** L: 72 x B: 25 mm

**SPENDER**  
**Art.-Nr.:** 5537



**PLUM QUICKFIX ALOE VERA**  
Die in der Wundauflage enthaltene Aloe Vera ist für ihre lindernden, feuchtigkeitsspendenden und beruhigenden Eigenschaften bekannt. Sie schafft in der Wundumgebung optimale Bedingungen und begünstigt so den natürlichen Heilungsprozess. Verhindert Schorf-bildung. Das Material des Pflasters ist textil und atmungsaktiv.

**REFILL**  
**Displaykarton:** 6 x 45  
**Verpackung:** 8 x 6 x 45  
**Art.-Nr.:** 5514  
**PZN:** 15386206  
**Maße:** L: 72 x B: 25 mm

**SPENDER**  
**Art.-Nr.:** 5506



**PLUM QUICKFIX WATER RESISTANT**  
45 wasserfeste Pflaster, die besonders für feuchte Arbeitsumgebungen geeignet sind. Die Pflaster sind aus schützendem PE-Material hergestellt und sind atmungsaktiv.

**REFILL**  
**Displaykarton:** 6 x 45  
**Verpackung:** 6 x 8 x 45  
**Art.-Nr.:** 5511  
**PZN:** 09534335  
**Maße:** L: 72 x B: 25 mm

**SPENDER**  
**Art.-Nr.:** 5501



**PLUM QUICKFIX BLOOD STOPPER**  
Textilpflaster mit hämostatischem Effekt. Durch die Alginatfasern zwischen den Vliesstoffasern der Wundauflage entsteht im Inneren ein Gel, das die Blutung innerhalb von ein bis zwei Minuten stillt und für optimale Feuchtigkeitsbedingungen sorgt. Das Pflaster ist atmungsaktiv.


**REFILL**  
**Displaykarton:** 6 x 45  
**Verpackung:** 8 x 6 x 45  
**Art.-Nr.:** 5516  
**PZN:** 15570915  
**Maße:** L: 72 x B: 25 mm

**SPENDER**  
**Art.-Nr.:** 5510

	Elastic (*1)	Detectable (*1)	Water Resistant (*1)	Aloe Vera (*2)	Blood Stopper (*3)	Black (*1)	XRay (*1)
Material	Rosa elastisches Gewebe (Baumwolle und Polyamid) in Querrichtung dehnbar	Blaues, elastisches Gewebe mit Schussfäden (Baumwolle und Polyamid). Detektierbare Aluminiumfolie auf der Rückseite.	Rosa PE-Gewebe, perforiert (Polyethylen)	Rosa elastisches Gewebe (65 % Baumwolle und 35 % Polyamid) in Querrichtung dehnbar	Rosa elastisches Gewebe (65 % Baumwolle und 35 % Polyamid) in Querrichtung dehnbar	Schwarzes Polyester-gewebe	Blaues Gewebe aus Ethylenvinylacetat und PE (Polyethylen) mit einer barium-sulfathaltigen Aluminium-folieneinlage
Klebe-fläche	Acrylpolymer, hypoallergen	Acrylpolymer, hypoallergen	Acrylpolymer, hypoallergen	Acrylpolymer, hypoallergen	Acrylpolymer, hypoallergen	Hypoallergenes Heißschmelz-polymer	Hypoallergenes Acrylpolymer
Saugfläche	Viskose und PP-Vlies	Viskose und PP-/PE-Vlies	Viskose und PP-Vlies	Viskose und PP-Vliesstoff mit 1,5 % Aloe vera	Viskose und PP/PE-Vliesstoff mit blutstillender Schicht (Calcium-Natrium-Alginat-Partikel) und Antihafschicht (Polyesternetz)	Viskose und Polyester	Viskose und Polyester
Besondere Merkmale	- Elastisch - Atmungsaktiv	- Elastic - Metall-detektierbar - Atmungsaktiv	- Wasser-beständig - Atmungsaktiv	- beruhigend und feuchtigkeits-spendend - Atmungsaktiv	- blutstillende Wirkung - Atmungsaktiv	- Atmungsaktiv	- Wasser-beständig - Röntgen- und metall-detektierbar

\*1: Laut TDS C1 version 2.0, 08-08-2025  
\*2: Laut TDS C2a Aloe Vera version 2.0, 08-08-2025  
\*3: Laut TDS C2a Blood Stopper version 2.0, 08-08-2025

# Plum QuickFix Pflaster-Refills - long



**PLUM ELASTIC LONG**  
Displaykarton: 6 x 30  
Verpackung: 8 x 6 x 30  
Art.-Nr.: 5508  
PZN: 09535300  
Maße: L: 120 x B: 20 mm  
  
SPENDER  
Art.-Nr.: 5528

**PLUM DETECTABLE LONG**  
Displaykarton: 6 x 30  
Verpackung: 8 x 6 x 30  
Art.-Nr.: 5509  
PZN: 09535323  
Maße: L: 120 x B: 20 mm  
  
SPENDER  
Art.-Nr.: 5529

**PLUM QUICKFIX LONG**  
30 Textilpflaster mit zusätzlicher Länge, die mehrmals um den Finger gewickelt werden können. Wählen Sie zwischen elastischen Pflastern, blauen detektierbaren Pflastern, schwarzen Pflastern oder Röntgenpflastern.



**PLUM QUICKFIX BLACK LONG**  
Displaykarton: 6 x 30  
Verpackung: 8 x 6 x 30  
Art.-Nr.: 5523  
PZN: 19543708  
Maße: L: 120 x B: 20 mm  
  
SPENDER  
Art.-Nr.: 5538

**PLUM XRAY LONG**  
Displaykarton: 6 x 30  
Verpackung: 8 x 6 x 30  
Art.-Nr.: 5525  
PZN: 19543720  
Maße: L: 120 x B: 20 mm  
  
SPENDER  
Art.-Nr.: 5539

# Plum QuickRinse

- für kleinere Unfälle

Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse ist eine sterile Erste-Hilfe-Augenspülung.

Das Produkt kann zum Ausspülen verwendet werden:

- Staub
- Schmutz
- Fremdkörper

Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse Ampullen sind speziell für das Ausspülen kleiner Fremdkörpern vorgesehen, die mit einer geringen Menge Flüssigkeit entfernt werden können. Ein entscheidender Vorteil dieser Ampullen ist ihre Zweckmäßigkeit – statt einer größeren Flasche muss man nur einen kleinen Einwegbehälter öffnen.




**PLUM EYEWASH 0.9% SODIUM CHLORIDE QUICKRINSE - 5 X 20 ML**  
5 Augenspülampullen mit 20 ml steriler 0,9 % Natriumchloridlösung. Einzeln oder als Nachfüllung für QuickSafe®, Plum QuickFix&Rinse und Plum QuickRinse Spender verwendbar.

Inhalt: 5 x 20 ml  
Verpackung: 4 x 5 x 20 ml  
Art.-Nr.: 5160  
PZN: 10066336

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Plum Eyewash 0,9% Natriumchlorid QuickRinse ist einfach in der Anwendung. Folgen Sie diesen einfachen Schritten:



**Schritt 1:**  
Drehen Sie die Ampulle zum Lösen um 360 Grad.



**Schritt 2:**  
Tragen Sie die Augenspüllösung auf das verletzte Auge auf.



**Schritt 3:**  
Werfen Sie den Behälter nach Gebrauch in den Müll.



# Plum QuickFix Pflaster-Refills

---



Deutsche Niederlassung  
Plum Deutschland GmbH  
Altenwalder Chausse 98  
D-27472 Cuxhaven

T: +49 4721 681801  
info@plum-deutschland.de

[www.plum-deutschland.de](http://www.plum-deutschland.de)

Hauptsitz  
Plum Safety ApS  
Mandelalleen 1  
DK-5610 Assens

T: +45 6916 9600  
info@plum.eu

[www.plum.eu](http://www.plum.eu)



## KONTAKT

info@plum-deutschland.de  
+49 4721 681801

**plum**  
Safety

[www.plum-deutschland.de](http://www.plum-deutschland.de)