




SICHERHEIT
AM ARBEITSPLATZ

Offene Augenspülstationen

Eine offene Station für die Wandmontage bietet einen guten Überblick sowie schnellen und einfachen Zugang zur Ersten Hilfe.



Alle Wandstationen lassen sich einfach montieren und werden mit Piktogrammtafeln geliefert, die die Anwendung der Produkte klar darstellen.


SCHÜTZEN SIE IHRE MITARBEITER – STELLEN SIE ERSTE HILFE ZUR VERFÜGUNG

Wenn ein Unfall passiert, bleibt keine Zeit, um nach Erste-Hilfe-Materialien zu suchen.

Systematisieren Sie die Erste Hilfe mit einer Wandstation und stellen Sie einen leichten Zugang bei Unfällen sicher.


BREITES SORTIMENT EINZIGARTIGER SPÜLLÖSUNGEN

Unsere Priorität ist es, Ihnen dabei zu helfen, einen sichereren Arbeitsplatz zu gewährleisten. Deshalb werden unsere Konzepte in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Augenspezialisten entwickelt. Das bedeutet, unsere Produkte sind bis ins kleinste Detail durchdacht. Dank der klaren Piktogramme, die die korrekte Anwendung darstellen, sind sie ganz einfach anzuwenden. Der Augenaufsatz hält die Augen offen. Die Spüllüssigkeit trifft das Auge an der richtigen Stelle, in der richtigen Menge und mit einem sanften und gleichmäßigen Strahl.




PLUM COMBI-STATION
Wandstation mit 200 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate und 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Besonders für Arbeitsplätze geeignet, an denen die Gefahr besteht, dass sowohl Fremdkörper als auch Säuren und Alkali ins Auge gelangen.

Verpackung:	1
Art.-Nr.:	4770
PZN:	00622871
Refill 200 ml Augenspülung Art.-Nr.:	4752
PZN:	04397394
Refill 500 ml Augenspülung Art.-Nr.:	4604 / 4613
PZN:	4397402 / 10079706
Maße:	
Piktogrammtafel	H: 29 x B: 22,8 cm
Montageplatte	H: 29 x B: 22,8 cm




PLUM COMBI-STATION FÜR DUO FLASCHEN
Wandstation mit 500 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO und 1000 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Besonders für Arbeitsplätze geeignet, an denen die Gefahr besteht, dass sowohl Fremdkörper als auch Säuren und Alkali in die Augen gelangen und beide Augen betroffen sind.

Verpackung:	1
Art.-Nr.:	4803
PZN:	06134581
Refill 500 ml Augenspülung Art.-Nr.:	4801
PZN:	06134552
Refill 1000 ml Augenspülung Art.-Nr.:	4800
PZN:	06134546
Maße:	
Piktogrammtafel	H: 29 x B: 22,8 cm
Montageplatte	H: 29 x B: 22,8 cm




PLUM EYEWASH STATION
Wandstation mit 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Besonders geeignet für kleinere Arbeitsplätze.

Verpackung:	1
Art.-Nr.:	4611
PZN:	04397425
Refill 500 ml Augenspülung Art.-Nr.,	4604
PZN:	4397402
Maße:	
Piktogrammtafel	H: 29 x B: 22,8 cm
Montageplatte	H: 29 x B: 13,5 cm




PLUM EYEWASH STATION FÜR DUO FLASCHE
Wandstation mit 1000 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Für die schnelle und gleichzeitige Spülung beider Augen.

Verpackung:	1
Art.-Nr.:	4802
PZN:	06134575
Refill 1000 ml Augenspülung Art.-Nr.:	4800
PZN:	06134546
Maße:	
Piktogrammtafel	H: 29 x B: 22,8 cm
Montageplatte	H: 29 x B: 13,5 cm



PLUM EYEWASH STATION
Wandstation mit 2 x 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Besonders geeignet für Arbeitsumgebungen mit geringer Staubbelastung, wo jedoch die Gefahr besteht, dass Fremdkörper in die Augen gelangen.

Verpackung:	1
Art.-Nr.:	4694
PZN:	04397431
Refill 500 ml Augenspülung Art.-Nr.:	4604
PZN:	4397402
Maße:	
Piktogrammtafel	H: 29 x B: 22,8 cm
Montageplatte	H: 29 x B: 22,8 cm



PLUM EYEWASH STATION MAXI
Wandstation mit 2 x 1000 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Besonders für Arbeitsplätze geeignet, an denen ein längeres Spülen erforderlich sein könnte.

Verpackung:	1
Art.-Nr.:	4708
PZN:	03128893
Retill 1000 ml Augenspülung Art.-Nr.:	4707
PZN:	03099111
Maße:	
Piktogrammtafel	H: 29 x B: 22,8 cm
Montageplatte	H: 29 x B: 22,8 cm

Schnell zugängliche Augenspüllösungen

Der schnelle Zugang zur Augenspülung ist für alle Arbeitsplätze mit dem Risiko einer Augenverletzung maßgeblich, denn Sekunden entscheiden über den Ausgang eines Unfalls.

WICHTIG



Vorbehalten ist Flusssäure, die giftig und stark ätzend für Augen, Haut und Knochen ist. Plum Eyewash pH Neutral 4,9% Phosphate ist nicht als Erste Hilfe bei Augenunfällen mit Flusssäure gedacht, da es die ätzende Wirkung von HF nicht einschränkt.


Die grüne Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride hilft, Schmutz und Fremdkörper zu entfernen.

Die blaue Spüllösung Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate bietet sofortige Erste Hilfe bei schweren Unfällen mit Säuren und Alkali.

Die weichen Flaschen sind einfach in der Handhabung und spülen die Augen mit einem sanften und gleichmäßigen Strahl.

Klare Piktogramme und Symbole zeigen die Aufbewahrung und Handhabung.

Die ergonomisch geformte Augenschale aus weichem Kunststoff passt sich an die natürliche Augenform an. Leicht zusammendrücken, bevor die Augenschale auf das Auge gesetzt wird. Der Aufsatz hilft dabei, das Auge offen zu halten und sorgt für eine gleichmäßige Spülung und Ausnutzung der Spülzeit.



Schnell und einfach zu öffnen. Eine einzige Umdrehung bricht die Versiegelung und die Flasche ist einsatzbereit.



Klare Gebrauchsanweisung

Ökonomisch durch lange Haltbarkeit von 3,5 Jahren ab Produktionsdatum

Das Haltbarkeitsdatum ist deutlich auf der Etikett ersichtlich.

Mit dem ergonomischen DUO Augenaufsatz können beide Augen gleichzeitig gespült werden. Der Aufsatz hilft dabei, die Augen offen zu halten und sorgt für eine gleichmäßige Spülung und Ausnutzung der Spülzeit.

Bitte bemerken Sie: Alle verwendeten Materialien bestehen aus PE-LD, das recycelbar ist



info@plum.eu
+45 6916 9600

www.plum.eu

plum
Safety