

Bacillol® 30 Sensitive

Désinfection puissante et douce des surfaces









Nouveaux points:



Efficacité optimale

- Efficace contre les coronavirus
- · Activité virucide limitée
- Efficace contre les norovirus en 2 minutes
- Tuberculocide et mycobactéricide en 3 minutes



Compatible avec les matériaux

- Pour écrans, claviers, téléphones portables, tablettes
- Dispositifs médicaux sensibles non invasifs



Grande portée d'action

- Une étude a montré que les Bacillol® 30 Sensitive Tissues désinfectent jusqu'à 30 m² plus que des produits comparables*
 - * Étude externe 2020; Flowpack contenant 80 lingettes



Bien toléré par la peau

- · Certifiés par SGS Institut Fresenius
- Bonne tolérance cutanée du fait de l'absence de colorant et de parfum et utilisable sans gants*
- * Lorsque la prévention des infections et la protection au travail le permettent



Orientés vers l'avenir

- Utilisation responsable et protectrice avec 60%* moins de tensioactifs/résidus
 - * Par rapport à Bacillol® 30

Bacillol® 30 Sensitive – Désinfection rapide des surfaces sensibles avec une compatibilité exceptionelle avec les matériaux, une grande efficacité et une tolérance cutanée optimale

Efficacité	
Activité virucide limitée (inkl. HBV, HIV, HCV) (EN 14476/DVV)	1 min
Activité virucide limitée (EN 16777)	1 min
Bactéricide/levurocide (EN 13727/EN 13624/EN 16615/VAH)	1 min
Norovirus (EN 14476)	2 min
Tuberculocide (EN 14348)	3 min
Mycobactéricide(EN 14348)	3 min
Activité virucide limitée PLUS (EN 14476)	30 min
Adénovirus (EN 14476)	30 min
Rotavirus (EN 14476)	1 min



Substances actives

Éthanol 140 mg/g; propane-2-ol 100 mg/g; propane-1-ol 60 mg/g; N-alkylaminopropyleglycine (CAS-Nr. 1397 34-65-9) 2 mg/g

La gamme Bacillol® 30 Sensitive

	Contenu	Réf.
Bacillol® 30 Sensitive Tissues Dimensions des lingettes 180x200 mr	80 lingettes 24 lingettes	981848 981866
Bacillol® 30 Sensitive Tissues XXL Dimensions des lingettes 230x380 mr	40 lingettes m	981865
Support Flowpack flex		981899
Support mural Flowpack		981205
Bacillol® 30 Sensitive Foam	Flacon de 750 ml Bidon de 5 litres	981844 981839

Utiliser les désinfectants de surface avec prudence. Avant l'emploi, toujours lire l'étiquette et l'information sur le produit.

IVF HARTMANN AG Victor-von-Bruns-Str. 28

CH-8212 Neuhausen Tél. +41 (0)52 674 31 11

info@ivf.hartmann.info www.ivf.hartmann.info



