

# DHP RX 5 Einmalpumpe

Recyclbare DHP Einwegpumpe für RX Eurospender


Art.-Nr. 4401860




OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH

Lindenau 27 | 47611 Issum | Deutschland  
Tel.: +49 (0) 28 35 18-10 | Fax +49 (0) 28 35 18-77  
planer@ophardt.com | www.ophardt.com

## DHP RX 5



Maße in mm - Dimensions in mm



## Referenzen

Krankenhäuser, Kliniken, Alten-/Pflegeheime, Arztpraxen, Fitness- und Sportzentren, Gastronomie, Großküchen, Industrie, Kongresszentren, Labore, Lebensmittelverarbeitung, Reha-Einrichtungen, Rettungswachen, Verwaltungen

## Einsatzbeispiele

Durchgangsbereiche, Eingangsbereiche, Intensivstationen, Dialysestationen, Pflege- und Untersuchungsräume, Therapieräume

## Technische Daten

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Füllmenge (ml):                     | 500 ml                                    |
| Dosierpumpe:                        | recyclbare DHP Einwegpumpe aus Kunststoff |
| Dosiermenge:                        | 1,5 ml/Hub                                |
| Füllgut:                            | Desinfektionsmittel, Flüssigseife         |
| Anteil Polypropylen:                | 8,56 g                                    |
| Anteil Polyethylen:                 | 3,09 g                                    |
| Anteil Thermoplastische Elastomere: | 1,96 g                                    |
| Anteil Silikon:                     | 0,42 g                                    |
| Nettogewicht:                       | 0,014 kg                                  |
| Abmessungen (B x H x T) in mm:      | 41x184x95                                 |
| Hinweis:                            |                                           |

- Jegliche Manipulation an der DHP Einwegpumpe führt dazu, dass ein etwaiger Garantieanspruch am gesamten Spendersystem erlischt. Dadurch bedingte Service-Einsätze werden gesondert berechnet.
- Vor der Verwendung neuer Füllgüter ist stets die Kompatibilität von Füllgut und Spendersystem zu prüfen, um eine einwandfreie Funktionalität zu gewährleisten.