



# PERO CHLOR

## Nettoyant spécial à base de chlore et anti-moisissures

### Domaine d'application

Pour les surfaces et objets résistants aux alcalis dans le domaine sanitaire, dans les zones humides (par ex. dans les espaces sanitaires, les salles de douche, les espaces bien-être, les piscines et les salles de sport) et dans le domaine agro-alimentaire (par ex. cuisines, chambres froides). Nettoie, blanchit et désodorise en une seule opération. Élimine efficacement les taches noires dues aux infestations fongiques et empêche très efficacement la formation d'odeurs désagréables dans les canalisations, les siphons et les poubelles.



### Mode d'emploi

Les salissures les plus importantes sont tout d'abord éliminées. La solution diluée à 1 – 5 % est transformée en mousse à l'aide d'un appareil spécial (par ex. appareil haute-pression avec option mousse, canon à mousse, appareil à mousse basse pression). Il est également possible d'appliquer manuellement le nettoyant intensif PERO CHLOR en solution diluée à 5 – 10 % à l'aide d'un chiffon, d'un tampon, d'une éponge ou d'un vaporisateur. En cas salissures récalcitrantes par ex. dans les toilettes et les évacuations, appliquer en version concentrée. Après le temps de pose (env. 10 – 20 minutes), les surfaces et les objets sont rincés abondamment à l'eau potable.

### Caractéristiques

- Nettoyant avec effet blanchissant
- Élimine sans effort les salissures les plus récalcitrantes de graisse, d'huile et de protéines
- Bonne adhérence, d'où un effet de nettoyage intensif
- Rinçage facile
- Élimination efficace des moisissures noires

### Remarque

En raison du séparateur de chlore, le nettoyant spécial et anti-moisissures PERO CHLOR a une durée de conservation limitée. Ne pas utiliser avec des produits à base d'acide. Toujours vérifier la compatibilité aux matériaux à un endroit peu visible. En cas de contact, les textiles couleur sont blanchis. Solution de traitement pour une utilisation immédiate. Toujours conserver le produit fermé.

### Informations techniques

Carton de 2 flacons de 1 l

réf. 36138

Toutes les indications de nos fiches techniques correspondent à notre meilleur niveau de connaissances et d'expériences, un quelconque engagement ne peut cependant en découler. Veuillez consulter les détails sur le produit dans la fiche de données de sécurité. (F) 1118

**DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA**  
Taunusstraße 19 · 80807 Munich  
Tel. +49 89 3506080  
info@dr-schnell.com  
www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
QUALITÄT UND SERVICE